




FERTIGPLATTEN ZUR LAGERUNG BEI RAUMTEMPERATUR NÄHRMEDIENTEN FÜR DIE MIKROBIOLOGIE

Mit den gebrauchsfertigen BIOSOLUTE® 90 mm Platten profitieren Sie von einer Lagerung bei Raumtemperatur, einer langen Haltbarkeit von bis zu 9 Monaten ab Herstellung sowie einer effizienteren Bevorratungs- und Beschaffungsplanung – ganz ohne gekühlte Lagerflächen und Aufwärmzeiten.

BIOSOLUTE® gebrauchsfertige Nährmedien werden automatisiert unter modernen Reinraumbedingungen produziert und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Die Herstellung erfolgt in einer ISO 9001 und ISO 13485 zertifizierten Produktion. Die Qualitätskontrolle folgt Ph. Eur. bzw. ISO 11133 und wird in einem ISO 17025 zertifizierten Prüflabor durchgeführt.

Alle Platten sind einzeln gelabelt mit Data Matrix Code und zu je 10 im Beutel oder in einer wiederverschließbarer Kunststoffbox (RD Box) verpackt.

FERTIGPLATTEN 90 MM, EINFACH BZW. ZWEIFACH VERPACKT

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA) RT, zweifach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO	9 Monate	20 Platten	<u>8520.0020</u>
R2A Agar RT	Ph. Eur./USP	6 Monate	20 Platten	<u>8527.0020</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
Sabouraud Glucose Agar RT, zweifach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 16212	8 Monate	20 Platten	<u>8521.0020</u>

FÜR COLIFORME/ENTEROBAKTERIEN

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
Mac Conkey Agar Nr. 3 RT	Ph. Eur./USP, ISO 21150	6 Monate	20 Platten	<u>8524.0020</u>
VRBD Agar RT	Ph. Eur./USP, ISO 21528	6 Monate	20 Platten	<u>8525.0020</u>
XLD Agar Ph. Eur. RT	Ph. Eur./USP	4 Monate	20 Platten	<u>8526.0020</u>

FÜR PSEUDOMONADEN

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
Cetrimid Agar RT	Ph. Eur./USP, ISO 22717	6 Monate	20 Platten	<u>8522.0020</u>



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

BIOSOLUTE®

Produkte aus Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkultur und Histologie speziell für Ihre Anforderungen im Life Science Labor.

Bessere Orientierung und leichtere Auswahl für Sie in unserem stetig wachsenden Life Science Sortiment. Alle Produkte können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.

FÜR STAPHYLOKOKKEN

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
Mannit Kochsalz Agar (Chapman) RT	Ph. Eur./USP, ISO 22718	6 Monate	20 Platten	<u>8523.0020</u>

FERTIGPLATTEN, 90 MM, DREIFACH VERPACKT

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA) RT	Ph. Eur./USP, ISO	9 Monate	20 Platten	<u>8509.0020</u>
CASO Agar (TSA) TLHTh RT, RD Box	Ph. Eur./USP, ISO	6 Monate	60 Platten	<u>9690.0060</u>
CASO Agar (TSA) TLHTh RT	Ph. Eur./USP, ISO	9 Monate	20 Platten	<u>8510.0020</u>
CASO Agar (TSA) Penase RT	Ph. Eur./USP, ISO	8 Monate	20 Platten	<u>8511.0020</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
Sabouraud Agar RT	Ph. Eur./USP, ISO 16212	8 Monate	20 Platten	<u>8512.0020</u>
Sabouraud Glucose Agar TLHTh RT	Ph. Eur./USP, ISO 16212	8 Monate	20 Platten	<u>8513.0020</u>
Sabouraud Glucose Chloramphenicol Agar RT	Ph. Eur./USP, ISO 16212	8 Monate	20 Platten	<u>8514.0020</u>

SEDIMENTATIONSPLATTEN, 90 MM, 30 ML FÜLLMENGE, DREIFACH VERPACKT

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	MHD	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA) TLHTh RT, RD Box	Ph. Eur./USP, ISO	6 Monate	60 Platten	<u>9776.0060</u>
CASO Agar (TSA) RT	Ph. Eur./USP, ISO	9 Monate	20 Platten	<u>8528.0020</u>