



MIKROBIOLOGISCHE HYGIENEKONTROLLE

BIOSOLUTE® mikrobiologische Nährmedien für das Hygienemonitoring zur Überwachung von Oberflächen und Luft sind als gebrauchsfertige Platten, Abklatsch- und Sedimentationsplatten sowie als dehydrierte Nährmedien erhältlich. Die Herstellung erfolgt automatisiert unter Reinraumbedingungen in ISO-zertifizierten Anlagen. Strenge Qualitätskontrollen gemäß Ph. Eur. und ISO 11133 im ISO 17025 zertifizierten Prüflabor garantieren höchste Produktsicherheit.

ABKLATSCHPLATTEN, 55 MM, BLISTER, LAGERUNG BEI RT

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA)	Ph. Eur./USP, ISO	30 Platten	<u>9698.0030</u>
CASO Agar TL	Ph. Eur./USP, ISO	30 Platten	<u>9691.0030</u>
CASO Agar TLHTh	Ph. Eur./USP, ISO	30 Platten	<u>9321.0030</u>
Plate Count Agar (PCA) TLHTh	DIN 10192, ISO 4833, ISO 8552, ISO 17410	30 Platten	<u>9553.0030</u>
Plate Count Agar (PCA)	DIN 10192, ISO 4833, ISO 8552, ISO 17410	30 Platten	<u>9577.0030</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Bengalrot Chloramphenicol Agar (RBC Agar)		30 Platten	<u>9813.0030</u>
DG 18 Agar	ISO 16000, ISO 21527	30 Platten	<u>9543.0030</u>
DG 18 Metall Agar	ISO 16000, ISO 21527	30 Platten	<u>9531.0030</u>
Malzextrakt Agar	ISO 16000	30 Platten	<u>9982.0030</u>
Malzextrakt Chloramphenicol Agar	ISO 16000	30 Platten	<u>8763.0030</u>
Sabouraud Glucose Agar mit TLHTh	Ph. Eur./USP, ISO 16212	30 Platten	<u>8161.0030</u>
Sabouraud Glucose Chloramphenicol Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	30 Platten	<u>9225.0030</u>

FÜR COLIFORME / ENTEROBAKTERIEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
MacConkey Agar Nr. 3	Ph. Eur./USP, ISO 21150	30 Platten	<u>9456.0030</u>
VRB Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Lactose Agar)	ISO 4832, ISO 5541	30 Platten	<u>9666.0030</u>
VRBD Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Glucose Agar)	Ph. Eur./USP, ISO 21528	30 Platten	<u>9416.0030</u>



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

BIOSOLUTE®

Produkte aus Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkultur und Histologie speziell für Ihre Anforderungen im Life Science Labor.

Bessere Orientierung und leichtere Auswahl für Sie in unserem stetig wachsenden Life Science Sortiment. Alle Produkte können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.

FÜR PSEUDOMONADEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Cetrimid Agar	Ph. Eur./USP, ISO 22717	30 Platten	<u>9246.0030</u>

FÜR STAPHYLOKOKKEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Baird Parker Agar	Ph. Eur./USP, ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	30 Platten	<u>9861.0030</u>

FERTIGPLATTEN, 90 MM

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA)	Ph. Eur./USP, ISO	20 Platten	<u>9762.0020</u>
CASO Agar (TSA)	Ph. Eur./USP, ISO	120 Platten	<u>9762.0120</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Bengalrot Chloramphenicol Agar (RBC Agar)		20 Platten	<u>8666.0020</u>
DG 18 Agar	ISO 16000, ISO 21527	20 Platten	<u>9526.0020</u>
Malzextrakt Agar	ISO 16000	20 Platten	<u>9980.0020</u>
Malzextrakt Chloramphenicol Agar	ISO 16000, ISO 16212	20 Platten	<u>9766.0020</u>
Sabouraud 2 % Glucose Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>9784.0020</u>
Sabouraud 2 % Glucose Chloramphenicol Gentamicin Cycloheximid Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>9174.0020</u>
Sabouraud 4 % Glucose Chloramphenicol Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>9166.0020</u>
Sabouraud Chloramphenicol-Gentamycin Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>8966.0020</u>
Sabouraud Glucose Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>9780.0020</u>

FÜR PSEUDOMONADEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Cetrimid Agar	Ph. Eur./USP, ISO 22717	20 Platten	<u>9248.0020</u>

FÜR COLIFORME/ENTEROBAKTERIEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
MacConkey Agar Nr. 3	Ph. Eur./USP, ISO 21150	20 Platten	<u>9452.0020</u>
VRB Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Lactose Agar)	ISO 4832, ISO 5541	20 Platten	<u>9875.0020</u>
VRBD Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Glucose Agar)	Ph. Eur./USP, ISO 21528	20 Platten	<u>9168.0020</u>

FÜR STAPHYLOKOKKEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Baird Parker Agar	Ph. Eur./USP, ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	20 Platten	<u>9746.0020</u>
Baird Parker RPF Agar	Ph. Eur./USP, ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	20 Platten	<u>9748.0020</u>

FERTIGPLATTEN, 90 MM, LAGERUNG BEI RT

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA) RT, zweifach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO	20 Platten	<u>8520.0020</u>
R2A Agar RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP	20 Platten	<u>8527.0020</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Sabouraud Glucose Agar RT, zweifach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 16212	20 Platten	<u>8521.0020</u>

FÜR COLIFORME/ENTEROBAKTERIEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Mac Conkey Agar Nr. 3 RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 21150	20 Platten	<u>8524.0020</u>
VRBD Aga RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 21528	20 Platten	<u>8525.0020</u>
XLD Agar Ph. Eur. RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP	20 Platten	<u>8526.0020</u>

FÜR PSEUDOMONADEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Cetrimid Agar RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 22717	20 Platten	<u>8522.0020</u>

FÜR STAPHYLOKOKKEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Manitol Agar RT, einfach verpackt	Ph. Eur./USP, ISO 22718	20 Platten	<u>8523.0020</u>

SEDIMENTATIONSPLATTEN, 90 MM

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
CASO Agar (TSA) mit TLHTh	Ph. Eur./USP, ISO	20 Platten	<u>9774.0020</u>
CASO Agar (TSA) TLHTh RT, dreifach verpackt, RD Box	Ph. Eur./USP, ISO	60 Platten	<u>9776.0060</u>

DEHYDRIERTE NÄHRMEDIEN UND SUPPLEMENTE

BESTIMMUNG DER GESAMTKEIMZAHL

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
CASO Agar	Ph. Eur./USP, ISO	500 g	<u>9738.0500</u>
CASO Agar (TSA) mit Polysorbat 80 und Lecithin		500 g	<u>9775.0500</u>
Plate Count Agar (PCA)	DIN 10192, ISO 4833, ISO 8552, ISO 17410	500 g	<u>8425.0500</u>

FÜR HEFEN UND SCHIMMELPILZE

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
DG 18 Agar (Dichloran Glycerin Chloramphenicol Agar Basis)	ISO 16000, ISO 21527	500 g	<u>9685.0500</u>
Malzextrakt Agar	ISO 16000	500 g	<u>8287.0500</u>
Sabouraud 4 % Glucose Agar	Ph. Eur./USP, ISO 16212	500 g	<u>8135.0500</u>
Chloramphenicol	Ph. Eur./USP	10 Vials	<u>8778.0010</u>

FÜR COLIFORME/ENTEROBAKTERIEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
MacConkey Agar Nr. 3	Ph. Eur./USP, ISO 21150	500 g	<u>8796.0500</u>
VRB Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Lactose Agar)	ISO 4832, ISO 5541	500 g	<u>7883.0500</u>
VRBD Agar (Kristallviolett Neutralrot Galle Glucose Agar)	Ph. Eur./USP, ISO 21528	500 g	<u>7836.0500</u>

FÜR PSEUDOMONADEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Cetrimid Agar (Pseudomonas Selektivagar)	Ph. Eur./USP, ISO 22717	500 g	<u>9783.0500</u>

FÜR STAPHYLOKOKKEN

Bezeichnung	Normen	Menge	Art. Nr.
Baird Parker Agar	Ph. Eur./USP, ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	500 g	<u>9869.0500</u>
Eigelb Tellurit Emulsion (20 %), steril	ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	50 ml	<u>9557.0050</u>
Eigelb Tellurit Emulsion (20 %), steril	ISO 5944, ISO 6888, ISO 22718	100 ml	<u>9557.0100</u>

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

... das passende Verbrauchsmaterial zur Hygienekontrolle von LABSOLUTE®?
 Unser umfangreiches Sortiment umfasst unter anderem **Holz- und Wattestäbchen** zur Probenahme, **Vernichtungsbeutel und Abfallsäcke** für die sichere Entsorgung sowie **Wisch- und Reinigungstücher** und **Einweghandschuhe** für eine gründliche Reinigung.

CHEMSOLUTE® ergänzt das Angebot mit zuverlässigen Produkten zur **Oberflächen-desinfektion** – ideal abgestimmt auf Ihre Hygienemaßnahmen im Laboralltag.

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter www.thgeyer.com
 Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachrichtig an sales@thgeyer.de

