

ELECTRONIC GRADE

Die Elektronikindustrie benötigt ultrareine Reagenzien, da Verunreinigungen die Leistung und Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten beeinträchtigen könnten. Hierzu bietet CHEMSOLUTE® eine Auswahl an Lösungsmitteln und Säuren, die diese Kriterien erfüllen. Jede einzelne Flasche ist in einem Folienbeutel verpackt, um maximale Reinheit und Performance zu gewährleisten.

Bezeichnung	GHS	Art. Nr.
Aceton MOS (99,8 – 100,0 %) ¹⁾		<u>2670</u>
Aceton VLSI ppb grade (99,8 – 100,0 %) ¹⁾		<u>2632</u>
Cyclopentanon ULSI (min. 99,5 %) ²⁾		<u>3013</u>
Ethanol VLSI ppb grade (min. 99,9 %) ³⁾		<u>2262</u>
1-Methyl-2-Pyrrolidon VLSI ppb grade (min. 99,8 %) ⁴⁾		<u>1415</u>
2-Propanol VLSI ppb grade (min. 99,8 %) ⁵⁾		<u>1138</u>
2-Propanol VLSI ppm grade (min. 99,9 %) ⁵⁾		<u>6502</u>
Schwefelsäure VLSI 96 % ppm grade (95 – 97 % w/w) ⁶⁾		<u>883</u>
Schwefelsäure VLSI ppb grade (95,0 – 98,0 % w/w) ⁶⁾		<u>829</u>
Wasserstoffperoxid 30 % VLSI ppb grade (30,0 – 32,0 % w/w) ⁷⁾		<u>452</u>
Wasserstoffperoxid 31 % VLSI ppm grade (30 – 32 % w/w) ⁸⁾		<u>7300</u>

¹⁾ Gefahr H225 H319 H336 EUH066

²⁾ Achtung H226 H315 H319

³⁾ Gefahr H225 H319

⁴⁾ Gefahr H315 H319 H335 H360D

⁵⁾ Gefahr H225 H319 H336

⁶⁾ Gefahr H290 H314

⁷⁾ Gefahr H302+H332 H318

⁸⁾ Gefahr H302+H332 H319



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A–Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

...unser Sortiment für die **Spurenelementanalyse**?

Die hochreinen Säuren und Basen von CHEMSOLUTE® der Superpur-Reihe sind im ppb-Bereich spezifiziert und eignen sich hervorragend für die ICP-OES und AAS. Für Ihre ICP-MS-Messungen ist ultrapur-Reihe maßgeschneidert mit Spezifikationen im ppt-Bereich und gewährleistet somit die höchstmögliche Performance.

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter www.thgeyer.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachricht an sales@thgeyer.de