



ELUENTENZUSÄTZE FÜR DIE CHROMATOGRAPHIE

Zur Verbesserung der Signalqualität oder auch zur Unterdrückung unerwünschter sowie der selektiven Verstärkung bestimmter Signale werden Additive in der Flüssigchromatographie, vor allem der LC-MS, zugegeben. CHEMSOLUTE® bietet hierzu Additive an, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Diese Eluentenzusätze zeichnen sich durch niedrige Werte für die typischen anorganischen und organischen Verunreinigungen aus.

Bezeichnung	GHS	Art. Nr.
Ameisensäure UHPLC-MS grade (min. 99,0 %) ¹⁾		<u>2648</u>
Ammoniumacetat UHPLC-MS grade (min. 99,0 %)		<u>2624</u>
Ammoniumformiat UHPLC-MS grade (min. 99,0 %) ²⁾		<u>2625</u>
Essigsäure (Eisessig) UHPLC-MS grade (min. 99,95 %) ³⁾		<u>5450</u>

¹⁾ Gefahr H226 H302 H331 H314 EUH071

²⁾ Achtung H315 H319 H335

³⁾ Gefahr H226 H314

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

... unser Sortiment für die Flüssigkeitschromatographie?
Ob **HPLC**, **LC-MS** oder auch **UHPLC-MS**, CHEMSOLUTE® bietet Ihnen für jede Anwendung das optimale Lösungsmittel.

LABSOLUTE® liefert hierzu die passenden **Vials & Caps** sowie weiteres Verbrauchsmaterial für Ihre Probenvorbereitung.

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter www.thgeyer.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachricht an sales@thgeyer.de



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A–Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.