

GASCHROMATOGRAPHIE: RESIDUE GRADE ZUR PESTIZID- UND RÜCKSTANDSANALYSE

Die hochreinen Lösungsmittel von CHEMSOLUTE® sind speziell für die anspruchsvolle Pestizid- und Rückstandsanalyse mittels Gaschromatographie entwickelt.

- Gesteigerte Empfindlichkeit: Ermöglicht die Detektion selbst kleinster Konzentrationen mit höchster Präzision
- Reproduzierbare Ergebnisse: Chargenübergreifende Konsistenz für verlässliche und vergleichbare Analysen
- Langlebigkeit der GC-Säule: Garantiert frei von Verunreinigungen, die die Säule belasten

Dazu bietet LABSOLUTE® Vials & Caps in höchster Qualität, sowie weiteres Verbrauchsmaterial für Ihre Probenvorbereitung.

Bezeichnung	GHS	Art. Nr.
Aceton (min. 99,8 %)	1)	<u>2661</u>
Chloroform (min. 99,9 %, stabilisiert mit Ethanol)	2)	<u>2478</u>
Cyclohexan (min. 99,8 %)	3)	<u>2429</u>
Dichlormethan (min. 99,9 %, stabilisiert mit Amylen)	4)	<u>2333</u>
Dichlormethan (min. 99,9 %, stabilisiert mit Ethanol)	4)	<u>2311</u>
Ethylacetat (min. 99,8 %)	5)	<u>2219</u>
n-Heptan (min. 99,0 %)	6)	<u>1907</u>
n-Hexan (min. 95,0 %)	7)	<u>1973</u>
Isohexan (min. 99,0 %)	8)	<u>1834</u>
Isooctan (min. 99,5 %)	8)	<u>1802</u>
Methanol (min. 99,90 %)	9)	<u>1448</u>
Mischung Ethylacetat/Cyclohexan 1 : 1 (v/v)	10)	<u>697</u>
n-Pentan (min. 95,0 %)	11)	<u>6550</u>
Petroleumbenzin (Siedebereich 40 – 65 °C)	12)	<u>1145</u>
Petroleumbenzin (Siedebereich 35 – 60 °C)	13)	<u>1152</u>
Toluol (min. 99,8 %)	14)	<u>715</u>

¹⁾ Gefahr H225 H319 H336

²⁾ Gefahr H302 H331 H315 H319 H331 H361d H372

³⁾ Gefahr H225 H304 H315 H336 H410

⁴⁾ Achtung H351

⁵⁾ Gefahr H225 H319 H336 EUH066

⁶⁾ Gefahr H225 H304 H315 H336 H410

⁷⁾ Gefahr H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411

⁸⁾ Gefahr H225 H315 H336 H304 H410

⁹⁾ Gefahr H225 H301+H311+H331 H370

¹⁰⁾ Gefahr H225 H304 H315 H319 H336 H410 EUH066

¹¹⁾ Gefahr H225 H304 H336 H411

¹²⁾ Gefahr H225 H315 H361 H373 H304 H411 EUH066

¹³⁾ Gefahr H225 H336 H304 H411 EUH066

¹⁴⁾ Gefahr H225 H304 H315 H336 H361d H373



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A–Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.

SPRITZENVORSATZFILTER, 25 MM, UNSTERIL

Membranmaterial	Farbcodierung	Porengröße µm	Menge pro VE	Art. Nr.
CA	Blau	0,22	100	<u>7.699 830</u>
CA	Blau	0,45	100	<u>7.699 831</u>
NY	Rot	0,22	100	<u>7.699 834</u>
NY	Rot	0,45	100	<u>7.699 835</u>
PES	Grün	0,22	100	<u>7.699 836</u>
PES	Grün	0,45	100	<u>7.699 837</u>
PTFE	Orange	0,22	100	<u>7.699 840</u>
PTFE	Orange	0,45	100	<u>7.699 841</u>
PVDF	Gelb	0,22	100	<u>7.699 842</u>
PVDF	Gelb	0,45	100	<u>7.699 843</u>

EINWEGSPRITZEN LUER-SLIP, 2-TEILIG, UNSTERIL

Volumen ml	Menge pro VE	Art. Nr.
1	100	<u>7.657 545</u>
2	100	<u>7.644 125</u>
5	100	<u>7.644 126</u>
10	100	<u>7.644 127</u>
20	100	<u>7.644 128</u>



Weitere Spritzenvorsatzfilter und Einwegspritzen mit Luer-Lock Anschluss finden Sie in unserem **Webshop**.
Besuchen Sie uns auf: **www.thgeyer.com**

ROLLRANDFLASCHEN

Bezeichnung	Größe mm	Inhalt ml	Menge pro VE	Art. Nr.
ND11, Klarglas	32 x 11,6	1,5	100	<u>7.663 226</u>
ND11, Braunglas	32 x 11,6	1,5	100	<u>7.663 230</u>
ND11, Klarglas, mit Schriftfeld und Füllmarkierung	32 x 11,6	1,5	100	<u>7.663 229</u>
ND11, Braunglas, mit Schriftfeld und Füllmarkierung	32 x 11,6	1,5	100	<u>7.664 225</u>
ND20, Klarglas, gerundeter Boden, DIN-Hals, für Carlo Erba, CTC, Varian (CP) & Fisons	46 x 22,5	10	100	<u>7.615 808</u>
ND20, Klarglas, flacher Boden, langer DIN-Hals, für Carlo Erba, Fisons, Dani, Agilent	75,5 x 22,5	20	100	<u>6.204 710</u>
ND20, Klarglas, gerundeter Boden, langer DIN-Hals, für CTC PAL & TriPlus HS	75,5 x 22,5	20	100	<u>7.612 926</u>

BÖRDELKAPPEN

Bezeichnung	Dicke mm	Härte shore A	Menge pro VE	Art. Nr.
ND11, Aluminium, klar lackiert, 5,5 mm Mittelloch, Septum Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	1,0	60°	100	<u>7.608 142</u>
ND11, Aluminium, klar lackiert, 5,5 mm Mittelloch, Septum Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent	1,0	45°	100	<u>7.608 161</u>
ND11, Aluminium, klar lackiert, 5,5 mm Mittelloch, Septum RedRubber/PTFE transparent	1,0	45°	100	<u>7.663 236</u>
ND11, Aluminium, klar lackiert, 5,5 mm Mittelloch, Septum Silikon weiß/PTFE rot	1,3	45°	100	<u>7.663 237</u>
ND11, Aluminium, klar lackiert, 5,5 mm Mittelloch, Septum PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	1,0	45°	100	<u>6.902 301</u>
ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Butyl/PTFE Formscheibe, grau	3,0	50°	100	<u>7.615 320</u>
ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Butyl/PTFE, Pharma-Fix	3,0	50°	100	<u>7.614 955</u>
ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Silikon blau transparent/PTFE weiß, Ultraclean	3,0	45°	100	<u>6.204 709</u>

BÖRDELKAPPEN, MAGNETISCH

Bezeichnung	Dicke mm	Härte shore A	Menge pro VE	Art. Nr.
ND20, Aluminium, gold lackiert, 8 mm Mittelloch, Silikon blau transparent/PTFE transparent, Ultraclean	3,0	45°	100	<u>7.615 866</u>
ND20, Aluminium, gold lackiert, 8 mm Mittelloch, Butyl/PTFE Formscheibe, grau	3,0	50°	100	<u>7.612 927</u>

MANUELLE VERSCHLIESSZANGEN

Bezeichnung	Menge pro VE	Art. Nr.
Für ND11 Aluminium-Bördeklappen	1	<u>9.003 471</u>
Für ND20 Aluminium-Bördeklappen	1	<u>9.003 475</u>

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

...unser Sortiment für die **Headspace-Chromatographie**?

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter www.thgeyer.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachricht an sales@thgeyer.de

