



HEADSPACE GRADE

Die Lösungsmittel der Headspace grade Reihe von CHEMSOLUTE sind speziell für präzise Headspace-GC-Analysen formuliert.

- Höchste Reinheit: Garantiert klare und präzise Ergebnisse ohne störende Hintergrundsignale
 - Zuverlässige Leistung: Konsistente Qualität für reproduzierbare und verlässliche Analysen
 - Breite Kompatibilität: Perfekt geeignet für alle gängigen Headspace-GC-Systeme
- In bekannt hoher Qualität von LABSOLUTE gibt es dazu die entsprechenden Vials & Caps.

CHEMSOLUTE®

Bezeichnung	GHS	Art. Nr.
Dimethylsulfoxid (min. 99,99 %)		<u>2365</u>
N,N-Dimethylacetamid (min. 99,95 %)		<u>2345</u>
N,N-Dimethylformamid (min. 99,99 %)		<u>2350</u>
N-Methyl-2-Pyrrolidon (min. 99,8 %)		<u>1490</u>

¹⁾ Gefahr H312+H332 H360D

²⁾ Gefahr H226 H312+H332 H319 H360D

³⁾ Gefahr H315 H319 H335 H360D

LABSOLUTE®

Bezeichnung	Bemerkung	Typ	Menge pro VE	Art. Nr.
Headspace-Gewindeflasche ND18, Gewinde 18-400, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 20 ml, 75,5 x 23 mm	Ideal für Perkin Elmer	Vial ND18	100	<u>7.616 139</u>
Schraubkappe ND18, Gewinde 18-400, PP, schwarz, 12 mm Mittelloch, Septum Butyl rot/PTFE grau, 1,6 mm, 55° shore A	Passend zu 7616139	Verschluss ND18	100	<u>7.616 885</u>
Schraubkappe ND18, Gewinde 18-400, PP, schwarz, geschlossen, Septum Silikon blau transparent/PTFE weiß, 1,7 mm, 45° shore A			100	<u>7.616 887</u>
Feingewindeflasche ND18, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 10 ml, 46 x 22,5 mm	Für SPME und HS-Analytik auf CTC, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu und Agilent	Vial ND18 Feingewinde	100	<u>7.620 815</u>
Feingewindeflasche ND18, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 10 ml, 46 x 22,5 mm			100	<u>7.616 895</u>
Feingewindeflasche ND18, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 20 ml, 75,5 x 22,5 mm			100	<u>7.630 303</u>
Feingewindeflasche ND18, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 20 ml, 75,5 x 22,5 mm			100	<u>7.621 127</u>

www.thgeyer.com



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A-Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.



Bezeichnung	Bemerkung	Typ	Menge pro VE	Art. Nr.
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, 8 mm Mittelloch, Septum Butyl rot/PTFE grau, 1,6 mm, 55° shore A			100	7.615 717
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, geschlossen, Septum Butyl rot/PTFE grau, 1,6 mm, 55° shore A			100	7.622 171
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, 8 mm Mittelloch, Septum Silikon weiß/PTFE rot, Ultraclean, 1,3 mm, 45° shore A	Passend zu 7620815, 7616895, 7630303 & 7621127	Verschluss ND18 Feingewinde	100	7.621 126
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, geschlossen, Septum Silikon weiß/PTFE rot, Ultraclean, 1,3 mm, 45° shore A			100	7.616 897
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, 8 mm Mittelloch, Septum Silikon blau transparent/PTFE weiß, Ultraclean, 1,3 mm, 45° shore A			100	7.630 304
Feingewindeschraubkappe ND18, magnetisch, silber, 8 mm Mittelloch, Septum Silikon weiß/PTFE blau, Ultraclean, 1,5 mm, 55° shore A			100	7.621 125
Rollrandflasche ND20, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, flacher Boden, 5 ml, 38 x 20 mm	Ideal für Varian	Vial ND20	100	7.620 148
Rollrandflasche ND20, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, flacher Boden, 10 ml, 54,5 x 20 mm			100	7.620 147
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 5 ml, 38,2 x 22 mm	Ideal für Perkin Elmer	Vial ND20	100	7.615 908
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, DIN-Hals, 10 ml, 46 x 22,5 mm	Ideal für Carlo Erba, CTC, Fisons & Varian (CP)	Vial ND20	100	7.615 808
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, flacher Boden, langer DIN-Hals, 10 ml, 46 x 22,5 mm	Ideal für Carlo Erba, Dani, Fisons & Agilent	Vial ND20	100	7.621 813
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, flacher Boden, langer DIN-Hals, 20 ml, 75,5 x 22,5 mm			100	6.204 710
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, langer DIN-Hals, 20 ml, 75,5 x 22,5 mm	Ideal für CTC, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu & TriPlusHS	Vial ND20	100	7.612 926
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 20 ml, 75,5 x 23 mm	Ideal für Perkin Elmer & Tekmar	Vial ND20	100	7.620 798
Rollrandflasche ND20, Headspace-Vial, Klarglas, 1. hydrolytische Klasse, gerundeter Boden, 20 ml, 75,5 x 23 mm, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen			100	7.613 328



Spritzenvorsatzfilter in vielen weiteren Variationen, finden Sie in unserem **Webshop**.
Besuchen Sie uns auf: www.thgeyer.com



Bezeichnung	Bemerkung	Typ	Menge pro VE	Art. Nr.
Bördelkappe ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Butyl Formscheibe, dunkelgrau, 3,0 mm, 55° shore A			100	<u>7.630 898</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Butyl/PTFE Formscheibe, grau, 3,0 mm, 50° shore A			100	<u>7.615 320</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Butyl/PTFE, Pharma-Fix, 3,0 mm, 50° shore A		Verschluss ND20	100	<u>7.614 955</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Silikon blau transparent/PTFE weiß, Ultraclean, 3,0 mm, 45° shore A			100	<u>6.204 709</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Standard, 10 mm Mittelloch, Silikon weiß/PTFE beige, Herstellerqualität, 3,2 mm, 45° shore A			100	<u>7.621 046</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Butyl Formscheibe, dunkelgrau, 3,0 mm, 55° shore A			100	<u>7.608 140</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Butyl/PTFE Formscheibe, grau, 3,0 mm, 50° shore A			100	<u>7.613 446</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Butyl/PTFE, Pharma-Fix, 3,0 mm, 50° shore A	Passend zu 7620148, 7620147, 7615908, 7615808, 7621813, 6204710, 7612926, 7620798 & 7613328	HS-Verschluss ND20	100	<u>7.621 340</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Silikon blau transparent/PTFE weiß, Ultraclean, 3,0 mm, 45° shore A			100	<u>7.615 893</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Silikon weiß/PTFE beige, Herstellerqualität, 3,2 mm, 45° shore A			100	<u>7.621 047</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, Headspace mit Sollbruchstelle, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber, 3,0 mm, 50° shore A			100	<u>7.615 848</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, gold lackiert, magnetisch, 8 mm Mittelloch, Butyl/PTFE Formscheibe, grau, 3,0 mm, 50° shore A			100	<u>7.612 927</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, rot lackiert, Bimetall, magnetisch, 8 mm Mittelloch, Butyl/PTFE Formscheibe, grau, 3,0 mm, 50° shore A			100	<u>7.637 329</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, gold lackiert, magnetisch, 8 mm Mittelloch, Butyl/PTFE, Pharma-Fix, 3,0 mm, 50° shore A		Verschluss ND20, magnetisch	100	<u>7.613 329</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, gold lackiert, magnetisch, 8 mm Mittelloch, Silikon blau transparent/PTFE transparent, Ultraclean, 3,0 mm, 45° shore A			100	<u>7.615 866</u>
Bördelkappe ND20, Aluminium, rot lackiert, Bimetall, magnetisch, 8 mm Mittelloch, Silikon blau transparent/PTFE transparent, Ultraclean, 3,0 mm, 45° shore A			100	<u>7.616 884</u>
PE-Kappe ND20, 22 x 9,1 mm, für Bördelrand und HS-Rand, transparent, 8,0 mm Mittelloch, Septum Silikon blau-transparent/PTFE weiß, 1,3 mm, 45° shore A, geschlitzt (Y)	Passend zu 7620148, 7620147, 7615808, 7621813, 6204710 & 7612926	Verschluss ND20, PE	100	<u>7.671 337</u>

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

...unser Sortiment für die **Gaschromatographie**?

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter **www.thgeyer.com**
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachricht an **sales@thgeyer.de**

