



UV/IR-SPEKTROSKOPIE

Reproduzierbarkeit und Präzision sind in der Spektroskopie unerlässlich. Bereits bei der Probenvorbereitung muss auf die Verwendung geeigneter Lösungsmittel geachtet werden. Die Spectro grade Reihe von CHEMSOLUTE® zeichnet sich sowohl durch hohe optische als auch chemische Reinheit aus.

- hohe Durchlässigkeiten
- äußerst niedrige Werte für Wassergehalt, Abdampfdruckstand, Acidität und Alkalität

LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® - Ihr starkes Duo in der Analytik! Kennen Sie schon die Küvetten von LABSOLUTE® mit höchsten Resistenzen gegenüber den in der Spektroskopie eingesetzten Lösungsmitteln?

CHEMSOLUTE®

Bezeichnung	GHS	Art. Nr.
Aceton Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,9 %)	 	<u>2665</u>
Dimethylsulfoxid Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,8 %)		<u>2360</u>
Ethanol Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 96,0 %)	 	<u>5430</u>
n-Hexan Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,0 %)	   	<u>1950</u>
Isooctan Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,5 %)	   	<u>1800</u>
Methanol Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,9 %)	  	<u>1425</u>
2-Propanol Spectro grade für die UV/IR-Spektroskopie (min. 99,8 %)	 	<u>6530</u>

¹⁾ Gefahr H225 H319 H336 EUH066
²⁾ Gefahr H225 H319

³⁾ Gefahr H225 H315 H361 H336 H373 H304 H411
⁴⁾ Gefahr H225 H304 H315 H336 H410

⁵⁾ Gefahr H225 H301+H311+H331 H370
⁶⁾ Gefahr H225 H319 H336

LABSOLUTE®

Bezeichnung	Art. Nr.
Küvetten UV, makro 4,0 ml, 220-900 nm, Außenmaße: 12,5x12,5x45 mm, nestsortiert, VE=100	<u>7697104</u>
Küvetten UV, halbmikro 1,6 ml, 220-900 nm, Außenmaße: 12,5x12,5x45 mm, nestsortiert, VE=100	<u>7697105</u>



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A–Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.