



KONZENTRIERTE MASSLÖSUNGEN IN AMPULLEN - HÖCHSTE PRÄZISION FÜR VERLÄSSLICHE ANALYSEN

Unsere konzentrierten Maßlösungen in praktischen PE- oder Glasampullen sparen wertvollen Lagerplatz. Dank des mitgelieferten Trichters mühelos und einfach mit entionisiertem Wasser auf exakt 1000 ml verdünnen. Perfekte Präzision und einfache Anwendung für Ihre Laborbedürfnisse.

Bezeichnung	GHS	Ampulle	MHD	Art. Nr.
Ammoniumthiocyanatlösung $c(\text{NH}_4\text{SCN})$ 0,1 mol/l (0,1 N)		PE	5 Jahre	<u>2619.0001</u>
Bromid-Bromatlösung $c(\text{Br}_2)$ 0,05 mol/l (0,1 N) ¹⁾		PE	2 Jahre	<u>1639.0001</u>
EDTA-Dinatriumsalzlösung $c(\text{Na}_2\text{-EDTA} \times 2 \text{ H}_2\text{O})$ 0,01 mol/l (0,02 N) ²⁾		PE	5 Jahre	<u>5491.0001</u>
EDTA-Dinatriumsalzlösung $c(\text{Na}_2\text{-EDTA} \times 2 \text{ H}_2\text{O})$ 0,1 mol/l (0,2 N) ³⁾		PE	5 Jahre	<u>2291.0001</u>
Essigsäure $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 0,1 mol/l (0,1 N) ²⁾		PE	3 Jahre	<u>2264.0001</u>
Essigsäure $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 1 mol/l (1 N) ⁴⁾		PE	5 Jahre	<u>2243.0001</u>
Iodid-Iodatlösung $c(\text{I}_2)$ 1/128 mol/l (1/64 N) ⁵⁾		Glas	3 Jahre	<u>1691.0001</u>
Iodlösung $c(\text{I}_2)$ 0,05 mol/l (0,1 N) (Iod/Iodid) ⁶⁾		Glas	5 Jahre	<u>1823.0001</u>
Kaliumbromatlösung $c(\text{KBrO}_3)$ 1/60 mol/l (0,1 N) ⁷⁾		Glas	5 Jahre	<u>1606.0001</u>
Kaliumdichromatlösung $c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$ 1/60 mol/l (0,1 N) ⁸⁾		PE	5 Jahre	<u>1647.0001</u>
Kaliumhydroxidlösung $c(\text{KOH})$ 0,1 mol/l (0,1 N) ⁹⁾		PE	5 Jahre	<u>1667.0001</u>
Kaliumhydroxidlösung $c(\text{KOH})$ 1 mol/l (1 N) ¹⁰⁾		PE	5 Jahre	<u>1671.0001</u>
Kaliumiodatlösung $c(\text{KIO}_3)$ 1/60 mol/l (0,1 N) ¹¹⁾		Glas	5 Jahre	<u>1686.0001</u>
Kaliumpermanganatlösung $c(\text{KMnO}_4)$ 0,002 mol/l (0,01 N) ¹²⁾		Glas	5 Jahre	<u>6059.0001</u>
Kaliumpermanganatlösung $c(\text{KMnO}_4)$ 0,02 mol/l (0,1 N) ¹³⁾		Glas	5 Jahre	<u>1659.0001</u>
Natriumthiosulfatlösung $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ 0,01 mol/l (0,01 N)		PE	5 Jahre	<u>1371.0001</u>
Natriumthiosulfatlösung $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)$ 0,1 mol/l (0,1 N)		PE	5 Jahre	<u>1387.0001</u>



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, LABSOLUTE® und CHEMSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Verbrauchsmaterial und Laborchemikalien geht.

CHEMSOLUTE®

Die perfekte Auswahl an Chemikalien für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben: Erstklassige Laborchemikalien, Reagenzien und Lösungen – die perfekte Lösung für Ihr Labor.

Laborchemikalien von A–Z, Maßlösungen, Indikatorlösungen, Chromatographie-Reagenzien und vieles mehr. All das können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.

Bezeichnung	GHS	Ampulle	MHD	Art. Nr.
Natronlauge c(NaOH) 0,01 mol/l (0,01 N) ²⁾	!	PE	5 Jahre	<u>1325.0001</u>
Natronlauge c(NaOH) 0,1 mol/l (0,1 N) ⁴⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>1332.0001</u>
Natronlauge c(NaOH) 0,25 mol/l (0,25 N) ⁹⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>6334.0001</u>
Natronlauge c(NaOH) 0,5 mol/l (0,5 N) ⁹⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>1336.0001</u>
Natronlauge c(NaOH) 1 mol/l (1 N) ⁹⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>1341.0001</u>
Oxalsäurelösung c(C ₂ H ₂ O ₄) 0,005 mol/l (0,01 N) ²⁾	!	PE	5 Jahre	<u>1249.0001</u>
Oxalsäurelösung c(C ₂ H ₂ O ₄) 0,05 mol/l (0,1 N) ¹⁴⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>1250.0001</u>
Salpetersäure c(HNO ₃) 1 mol/l (1 N) ¹⁵⁾	<=> !	PE	1 Jahre	<u>861.0001</u>
Salzsäure c(HCl) 0,1 mol/l (0,1 N) ¹⁶⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>814.0001</u>
Salzsäure c(HCl) 0,2 mol/l (0,2 N) ¹⁷⁾	<=> !	PE	5 Jahre	<u>832.0001</u>
Salzsäure c(HCl) 0,5 mol/l (0,5 N) ¹⁷⁾	<=> !	PE	5 Jahre	<u>835.0001</u>
Salzsäure c(HCl) 1 mol/l (1 N) ¹⁸⁾	<=> !	PE	5 Jahre	<u>840.0001</u>
Schwefelsäure c(H ₂ SO ₄) 0,005 mol/l (0,01 N)		PE	5 Jahre	<u>894.0001</u>
Schwefelsäure c(H ₂ SO ₄) 0,05 mol/l (0,1 N) ²⁾	!	PE	5 Jahre	<u>875.0001</u>
Schwefelsäure c(H ₂ SO ₄) 0,5 mol/l (1 N) ⁴⁾	<=>	PE	5 Jahre	<u>895.0001</u>
Silbernitratlösung c(AgNO ₃) 0,1 mol/l (0,1 N) ¹⁹⁾	<=> !	Glas	5 Jahre	<u>848.0001</u>

¹⁾ Gefahr H350²⁾ Achtung H315 H319³⁾ Gefahr H314 H318⁴⁾ Gefahr H314⁵⁾ Gefahr H315 H319 H373⁶⁾ Gefahr H372⁷⁾ Gefahr H302 H350⁸⁾ Gefahr H332 H314 H334 H317 H340 H350 H360FD H335 H411⁹⁾ Gefahr H290 H314¹⁰⁾ Gefahr H290 H302 H314¹¹⁾ Gefahr H318¹²⁾ H411¹³⁾ Achtung H410¹⁴⁾ Gefahr H315 H318¹⁵⁾ Gefahr H290 H331 H314¹⁶⁾ Achtung H290¹⁷⁾ Achtung H290 H315 H319 H335¹⁸⁾ Gefahr H290 H314 H335¹⁹⁾ Gefahr H314 H410

KENNEN SIE AUCH SCHON ... ?

... die **gebrauchsfertigen volumetrischen Lösungen** und **Indikatorlösungen** von CHEMSOLUTE® oder das **Laborglas** für die Titration von LABSOLUTE® wie z.B. die **Messkolben, Büretten?**

Diesen und weitere Artikel finden Sie in unserem Webshop unter www.thgeyer.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner oder senden Sie eine kurze Nachricht an sales@thgeyer.de

