



EFFIZIENTE MIKROBIOLOGISCHE KONTROLLE VOR ORT EINFACHE PROBENAHME, AUSSAGEKRÄFTIGE ERGEBNISSE

Die BIOSOLUTE® Dipslides sind praktische Nährbodenträger zur einfachen und schnellen Bestimmung der mikrobiologischen Belastung von Flüssigkeiten, Oberflächen und Prozessumgebungen. Durch direktes Eintauchen in Flüssigkeiten oder das Abklat-schen zu untersuchender Oberflächen ermöglichen sie eine unkomplizierte Probenahme ohne Laboraufwand. Typische Einsatzbereiche umfassen die Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Wasseranalytik, Pharma- und Kosmetikproduktion. Weitere Vorteile der BIOSOLUTE® Dipslides ist ihre lange Haltbarkeit von bis zu 7 Monaten sowie die Lagerung bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C).

VORTEILE

- **BIOSOLUTE® Dipslides:** Paddel aus Kunststoff mit verschiedenen Kombinationen an mikrobiologischen Nährmedien
- **Einfache Anwendung:** Eintauchen oder aufdrücken, inkubieren, auswerten
- **2 in 1:** Verschiedene Kombinationen von Selektivagar auf beiden Seiten
- **Schnelle Ergebnisse:** Zuverlässige Aussagen in kurzer Zeit
- **Hohe Reproduzierbarkeit:** Standardisierte Medien und klare Wachstumsmuster
- **Flexibel einsetzbar:** Für Wasser, Kühlschmierstoffe, Prozessflüssigkeiten und Oberflächen
- **Lange Haltbarkeit:** Bis zu 7 Monate nach Herstellungsdatum
- **Lagerung bei Raumtemperatur:** 15 °C – 25 °C

BIOSOLUTE® DIPSLIDES

Bezeichnung	Menge	Art. Nr.
Dipslides Gesamtkeimzahl (PCA) / Desinfektionskontrolle (TSA mit Tween und Lecithin)	20 Stück	7890.0020
Dipslides Gesamtkeimzahl (PCA) / Enterobakterien (VRBG/VRBD)	20 Stück	7892.0020
Dipslides Gesamtkeimzahl (PCA) / Coliforme (VRBL)	20 Stück	7894.0020
Dipslides Gesamtkeimzahl (TSA mit TTC) / Hefen und Schimmel (Rose Bengal mit Chloramphenicol)	20 Stück	7896.0020
Dipslides Gesamtkeimzahl (Nähragar) / Gesamtkeimzahl (Nähragar mit TTC)	20 Stück	7898.0020



Th. Geyer – Wir verstehen Labor

Als Familienunternehmen sind wir seit mehr als 130 Jahren für unsere Kunden da, um sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben in Analytik, Forschung und Wissenschaft zu unterstützen.

Labore in der Industrie, in Kliniken, Universitäten und Hochschulen sowie in privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen setzen auf unsere Erfahrung und ISO-zertifizierte Qualität, wenn sie ihren Laborbedarf bestellen: Von der persönlichen Betreuung über die schnelle, sichere Lieferung bis hin zu wichtigen Services decken wir als Partner zuverlässig alles ab, was für die komplette Laborausstattung benötigt wird.

Th. Geyer Marken

Unser starkes Marken-Trio mit BIOSOLUTE®, CHEMSOLUTE® und LABSOLUTE® hält interessante Alternativen für Sie bereit, wenn es um Life Science Produkte, Laborchemikalien und Verbrauchsmaterial geht.

BIOSOLUTE®

Produkte aus Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkultur und Histologie speziell für Ihre Anforderungen im Life Science Labor.

Bessere Orientierung und leichtere Auswahl für Sie in unserem stetig wachsenden Life Science Sortiment. Alle Produkte können Sie bequem in unserem **Webshop** bestellen.