

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1348

Tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat
min 99,0 % $\text{Na}_3\text{PO}_4 \times 12\text{H}_2\text{O}$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser Feststoff
Dichte	1,62 g/cm ³
Mol.-Gewicht	380,18 g/mol
Schmelzpunkt	75 °C
Freie Alkali	max. 2,5 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,001 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Stickstoff (N)	max. 0,001 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,005 %
Fluorid (F)	max. 0,005 %
Unlösliche Bestandteile	max. 0,01 %