

AUSGIEßRINGE, GL32 / GL45, PP

Die LABSOLUTE® Ausgießringe aus Polypropylen (PP) sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- oder Braunglas und alle anderen Laborflaschen mit GL32 oder GL45 Gewinde. Die Ringe werden in der Standardfarbe Blau und in den modischen Farben Gelb, Grün, Grau und Violett, sowie transparent angeboten.



Ihre Vorteile:

- Autoklavierbar bei 121 °C

Bezüglich Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Th. Geyer Außendienst oder direkt an pmlabsolute@thgeyer.de.

Art. Nr.	Farbe	Gewinde GL	Menge VE
7 690 392	Blau	32	1
7 690 067	Blau	45	1
7 690 077	Gelb	45	1
7 690 078	Grün	45	1
7 690 079	Violett	45	1
7 690 089	Grau	45	1
7 690 090	Transparent	45	1

Th. Geyer GmbH & Co. KG